

VENDAS DE FIBRA DE VIDRIO—MARCA HYGIA



Características

- Resistente, rígida y durable
- Fácil de moldear
- Proporciona capacidad de moldeo superior tanto para la aplicación de fundición primaria y secundaria.
- Excelente capacidad de conformación
- Mejora el acabado de bordes más suaves
- Excelente radiotransparencia de rayos X
- Se elimina fácilmente con un elenco regular de la hoja de sierra



INFORMACION DEL PRODUCTO

Code No.	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS DEL PRODUCTO	PRESENTACION
WS-003X	Hygia Cast ^{plus}	3" x 3.6m	CAJAS DE 10 UNIDADES
WS-004X	Hygia Cast ^{plus}	4" x 3.6m	CAJAS DE 10 UNIDADES
WS-005X	Hygia Cast ^{plus}	5" x 3.6m	CAJAS DE 10 UNIDADES

APLICACION



Seguridad

No hay riesgo de irritación de la piel y picazón, incluso trastornos respiratorio.

X-ray Radiolucencia

Excelente radiolucidez de rayos X hace que sea más fácil y más eficiente para hacer un diagnóstico preciso para el hueso de establecimiento de un paciente.

Rentable de eliminación de residuos

Puede ser perfectamente destruido por el fuego después de su uso y no causa ningún problema ambiental.

Fácil y conveniente aplicar

Ofrece una excelente capacidad de moldeo y adaptabilidad.



Deslice una capa de tejido elástico sobre la parte del cuerpo afectada.



Acolchado adicional puede ser utilizado para una mayor protección de los puntos de presión y las prominencias óseas.



Los guantes deben ser usados



Abierto sólo un rollo de Hygia en un momento



Sumerja el rollo en agua a temperatura ambiente. Tres firme apretón del rollo mientras se está inmerso dará un tiempo establecido de aproximadamente 3 ~ 3,5 minutos. Para alargar el tiempo establecido, sumergir el rodillo y retire inmediatamente sin apretar. Esto le dará un tiempo fijo de alrededor de 4 minutos. Agua más caliente acorta el tiempo establecido mientras que el agua más fría hace que se alargue.



Envuelva en espiral, teniendo cuidado de evitar rigidez excesiva.



Frote la superficie para lograr un buen contacto entre las capas. Acerca de 3 ~ 5 minutos después de la inmersión en el agua.

Eliminación : Se puede recortar o quitar con fundido tradicional vio equipo. Aunque las hojas de sierra estándar son adecuados para su uso , el corte de estos, moldes duraderos fuertes se facilitará con las cuchillas de acero con tratamiento térmico especialmente diseñados. Asegúrese siempre de que la hoja esté afilada. Una cuchilla que no está afilada dará lugar a la acumulación de calor y las lesiones.