

Papel Térmico para Impresora de Video

Uso Médico

**SUPER
ULSTAR**

1100-HG

1100-S



Calle Eduardo Calcaño con Av. Pimentel y Teresa de
la Parra, Qta. Bethania, Santa Mónica - Caracas
Telf.: (0212) 661-78-82 / 661-76-08
azmercadeointegral@yahoo.com
Rif: J-31365201-6

Alto Contraste de la Imagen

Papeles térmicos para registro médico y uso industrial

- ▶ Impresión de la imagen de video en blanco y negro para el sistema de diagnóstico por ultrasonido médico.
- ▶ Precisión para el método de impresión termo sensible.
- ▶ Se ajusta perfectamente a video impresoras Sony y Mitsubishi
- ▶ Registrado en la FDA
- ▶ Certificaciones ISO 9001 / ISO 14001



Compatibilidad del Papel

Grade	Size	DURICO	SONY	MITSUBISHI
High Glossy	110mmX18m	ULSTAR-1100HG	UPP-110HG	K91HG/KP91HG